

SIM PAD SKILL REPORTER

شرکت سازنده: Laerdal

کاربرد

از این دستگاه برای مشاهده میزان موفقیت انجام CPR هنگام تمرین با دو مولاژ نیم تنه احیا و احیا نوزاد و نیز جهت ارزیابی دانشجویان استفاده می گردد.

ویژگی ها

- ✓ قابلیت اتصال به مولاژ ها به چند روش مختلف شامل اتصال با کابل USB، WIFI و بلوتوث
- ✓ قابلیت انتخاب انجام CPR به صورت دو نفره و یا تک نفره
- ✓ قابلیت انتخاب انجام یک چرخه کامل CPR و یا انجام ماساژ یا تنفس به صورت جداگانه
- ✓ نیز نمایش جزئیات انجام کار و توصیه هایی جهت بهبود CPR پس از فرایند
- ✓ ذخیره اطلاعات در دستگاه جهت انجام ارزیابی

